

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Solution B of ICP-MS 68A Standard at 10 µg/mL 50 mL Contains: HPS-ICP-MS-68A-B-100**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Solution B of ICP-MS 68A Standard at 10 µg/mL 50 mL Contains:                                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | HPS-ICP-MS-68A-B-100                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | ICP-MS-68A-B-100                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | HPS-ICP-MS-68A-B-100-100                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | High Purity Standards                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung      | Solution B of 68 Element Std 10ppm in 2% HNO <sub>3</sub> , Tr HF, Antimony, Germanium, Hafnium, Molybdenum, Niobium, Silicon, Silver, Tantalum, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Zirconium in 2% HNO <sub>3</sub> + Trace HF. 12 months expiry date. Traceable to NIST 31XX ser... |