

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Horse Serum Affinity Resin (For the removal of cross-reactivity to horse immunoglobulins), Unconjugated **IMU-GE-096**

Artikelname	Horse Serum Affinity Resin (For the removal of cross-reactivity to horse immunoglobulins), Unconjugated
Artikelnummer	IMU-GE-096
Hersteller Artikelnummer	GE-096
Alternativnummer	IMU-GE-096
Hersteller	ImmunoReagents
Kategorie	Zellen/Zellkultur
Konjugation	Unconjugated
Konzentration	>10 mg protein/ml resin
Puffer	10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Formulierung	Liquid solution containing 4% agarose beads