

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **PepPool: SARS-CoV-2 Omicron BA.1 (S1), scanning MAB-3636-1**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | PepPool: SARS-CoV-2 Omicron BA.1 (S1), scanning                                                                                                                                                                                                               |
| Artikelnummer            | MAB-3636-1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | 3636-1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | MAB-3636-1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller               | MABTECH                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applikation              | ELISpot, FC, FluoroSpot, Stim                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung      | Peptide pool for stimulation of cells specific for SARS-CoV-2 (Omicron BA.1) S1, The peptide pool is recommended for enumeration of the number of cytokine secreting T cells specific for the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 S1 protein with ELISpot/FluoroSpot. ... |
| Anwendungsbeschreibung   | Contents: Peptide pool with 168 peptides, 25 ug of each peptide. Supplied in two vials (lyophilized).                                                                                                                                                         |