

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Ready-to-load PEGylated HSPC Liposomes with Ammonium Sulfate PFD-PHP100AS

Artikelname	Ready-to-load PEGylated HSPC Liposomes with Ammonium Sulfate
Artikelnummer	PFD-PHP100AS
Hersteller Artikelnummer	PHP100AS
Alternativnummer	PFD-PHP100AS
Hersteller	ProFoldin
Kategorie	Molekularbiologie
Produktbeschreibung	This product includes 10 ml liposomes with 10 mg/ml lipid concentration. The mass ratio of lipids is HSPC: cholesterol: DSPE-PEG2000 = 3:1:1. The concentration of ammonium sulfate encapsulated within the liposomes for drug loading is 200 mM. The buff...