

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Dipper Urinalysis Dipstick Control, Level 1&2 QTM-1440-01

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Dipper Urinalysis Dipstick Control, Level 1&2                                                                                                                                                                                                                 |
| Artikelnummer            | QTM-1440-01                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | 1440-01                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | QTM-1440-01                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | Quantimetrix                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Humandiagnostik                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung      | Monitor the performance of visual and instrument readings of urinalysis dipsticks by immersing the dipstick into the control - the same way you test your patient samples. We include values for all dipstick analytes plus microalbumin and creatinine, a... |