

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Monosan Plus (AP) Polymer anti-Rabbit, 6 ml/60 tests MON-APP201

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Monosan Plus (AP) Polymer anti-Rabbit, 6 ml/60 tests                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | MON-APP201                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | MON-APP201                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | MON-APP201                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller               | Monosan                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applikation              | IF, IHC-Fr, IHC-P                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung      | The purpose of the immunohistochemical staining is to make tissue and cell antigens visible. The Plus AP Polymer anti-Rabbit is a highly sensitive detection reagent intended for use in immunohistochemistry and immunocytochemistry. The enzyme polymer ... |