

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Carbotrace Mix&Try (Aqueous) EBB-C5-A-M&T

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Carbotrace Mix&Try (Aqueous)                                             |
| Artikelnummer            | EBB-C5-A-M&T                                                             |
| Hersteller Artikelnummer | C5-A-M&T                                                                 |
| Alternativnummer         | EBB-C5-A-M&T                                                             |
| Hersteller               | Ebba Biotech                                                             |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                |
| Produktbeschreibung      | Optotracer, fluorescent tracer molecule...                               |
| Konzentration            | 1 mg/ml                                                                  |
| Sensitivitaet            | nM                                                                       |
| Pubmed                   | <a href=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10 target=_blank rel=nofollow>10 |
| Puffer                   | Aqueous                                                                  |
| Reinheit                 | > 95%                                                                    |
| Formulierung             | Liquid                                                                   |
| Proben                   | plant tissue sections, homogenisates, pulp, liqor                        |
| Target-Kategorie         | glucans with >8 repeating units                                          |
| Application Verdünnung   | 1:1000                                                                   |
| Anwendungsbeschreibung   | Dilute 1:1000.                                                           |