

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Heart Ventricle (LT) (Arrhythmia, infarct) Lysate PRS-XBL-10352

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Heart Ventricle (LT) (Arrhythmia, infarct) Lysate                                                                 |
| Artikelnummer            | PRS-XBL-10352                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | XBL-10352                                                                                                         |
| Alternativnummer         | PRS-XBL-10352-0.1                                                                                                 |
| Hersteller               | ProSci                                                                                                            |
| Kategorie                | Zellen/Zellkultur                                                                                                 |
| Applikation              | WB                                                                                                                |
| Konzentration            | 2 mg/mL or better                                                                                                 |
| Puffer                   | HEPES pH 7.9, MgCl <sub>2</sub> , KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, and NP-40.                   |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                            |
| Anwendungsbeschreibung   | Heart Ventricle, left lysate is for use in Western blotting, 10 µg to 20 µg per lane is recommended for mini gel. |