

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

dsRNA Marker Easy ABN-R0006

Artikelname	dsRNA Marker Easy
Artikelnummer	ABN-R0006
Hersteller Artikelnummer	R0006
Alternativnummer	ABN-R0006-125
Hersteller	Abnova
Kategorie	Molekularbiologie
Applikation	EP
Produktbeschreibung	The dsRNA Marker Easy is supplied in a ready-to-load mixture of loading dye (containing Tris-HCl buffer, glycerol, EDTA sodium salt, sodium chloride, bromphenol blue) and an ideal size marker for determinating sizes of double-stranded RNAs. The dsRNA...
Application Verdünnung	5 uL/lane