

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Tyramide Amplification Kit with HRP Goat Anti-Rabbit and CF680R Tyramide BOT-33016**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Tyramide Amplification Kit with HRP Goat Anti-Rabbit and CF680R Tyramide                                                                                                                                                                                      |
| Artikelnummer            | BOT-33016                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | 33016                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alternativnummer         | BOT-33016                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller               | Biotium                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktbeschreibung      | Tyramide amplification, sometimes called Catalyzed Reporter Deposition (CARD), is an enzyme-mediated detection method that uses the catalytic activity of horseradish peroxidase (HRP) to generate high density labeling of a target protein or nucleic ac... |
| Quelle                   | Animal, Plant                                                                                                                                                                                                                                                 |