

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **CF660C Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed, 2 mg/mL BOT-20372-50UL**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | CF660C Donkey Anti-Guinea Pig IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed, 2 mg/mL                                                                                                                                                                                       |
| Artikelnummer            | BOT-20372-50UL                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | 20372-50uL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | BOT-20372-50UL-50UL                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hersteller               | Biotium                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wirt                     | Donkey                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konjugation              | CF660C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | This product is prepared by labeling highly cross-adsorbed donkey anti-guinea pig IgG (H+L) with CF660C dye. CF dyes are Biotiums line of next-generation fluorescent dyes with advantages in brightness, photostability, and conjugate specificity compar... |
| Konzentration            | 2 mg/mL                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puffer                   | PBS, 50% glycerol, 2 mg/ml BSA, 0.05% azide                                                                                                                                                                                                                   |
| Quelle                   | Animal                                                                                                                                                                                                                                                        |