

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Mouse OX (Orexin) ELISA Kit EKL-EM23109

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Mouse OX (Orexin) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artikelnummer            | EKL-EM23109                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | EM23109                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | EKL-EM23109-96T                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | EnkiLife                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Mouse                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung      | This ELISA kit uses the Competitive-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with Mouse OX. During the reaction, Mouse OX in the sample or standard competes with a fixed amount of Mouse OX on the solid phase sup... |
| Detektionsbereich        | 6.17-500pg/mL                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sensitivitaet            | 2.13pg/mL                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Proben                   | Serum,plasma and other biological fluids                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | OX                                                                                                                                                                                                                                                            |