

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

NexaTag Mouse DAN qIPCR ELISA Kit RAY-BIQM-DAN-2

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname | NexaTag Mouse DAN qIPCR ELISA Kit |
| Artikelnummer | RAY-BIQM-DAN-2 |
| Hersteller Artikelnummer | BIQM-DAN-2 |
| Alternativnummer | RAY-BIQM-DAN-2 |
| Hersteller | RayBiotech |
| Kategorie | Kits/Assays |
| Spezies Reaktivität | Mouse |
| Produktbeschreibung | The bead-based NexaTag Mouse DAN qIPCR ELISA Kit merges the specificity of sandwich-based ELISA, the sensitivity of real-time PCR, and the easy manipulation of microspheres to detect even the lowest levels of DAN in serum, plasma, and cell culture su... |
| NCBI | 74108 |
| Formulierung | 96-well Microplate |
| Proben | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum |
| Target-Kategorie | DAN (PARN) |
| Anwendungsbeschreibung | qPCR |