

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Sample X-tra KEM-5350L

Artikelname	Sample X-tra
Artikelnummer	KEM-5350L
Hersteller Artikelnummer	5350L
Alternativnummer	KEM-5350L-500ML
Hersteller	Kementec
Kategorie	Sonstiges
Applikation	Blot, ELISA
Formulierung	Ready-to-use (RTU)
Lagerung	2-8°C
Anwendungsbeschreibung	For dilution of sample matrices