

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human BIN2 (Bridging Integrator 2) ELISA Kit EKL-EH25202

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Human BIN2 (Bridging Integrator 2) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer            | EKL-EH25202                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | EH25202                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | EKL-EH25202-96T                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | EnkiLife                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung      | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human BIN2. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with the specific ant... |
| Detektionsbereich        | 0.31-20ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensitivitaet            | 0.112ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proben                   | Serum,plasma and other biological fluids                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | BIN2                                                                                                                                                                                                                                                          |