

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Mouse Pregnane X Receptor (PXR) ELISA Kit RDD-RD-PXR-MU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Mouse Pregnane X Receptor (PXR) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | RDD-RD-PXR-MU                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hersteller Artikelnummer | RD-PXR-Mu                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alternativnummer         | RDD-RD-PXR-MU-96,RDD-RD-PXR-MU-48                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spezies Reaktivität      | Mouse                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung      | This Mouse Pregnane X Receptor (PXR) ELISA Kit is a precoated, Sandwich ELISA assay designed to detect and quantify the target analyte in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids . This product is for Research Use Only.... |
| Detektionsbereich        | 0.156-10ng/mL                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sensitivitaet            | 0.049ng/mL                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proben                   | tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids                                                                                                                                                                                       |
| Target-Kategorie         | Mouse Pregnane X Receptor (PXR)                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 4.5 hours. Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                                                             |