

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Bovine Sulfite Oxidase (SUOX) ELISA Kit RDD-RDR-SUOX-B

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Bovine Sulfite Oxidase (SUOX) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | RDD-RDR-SUOX-B                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | RDR-SUOX-b                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | RDD-RDR-SUOX-B-96,RDD-RDR-SUOX-B-48                                                                                                                                                                                                              |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                      |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spezies Reaktivität      | Bovine                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktbeschreibung      | This Bovine Sulfite Oxidase (SUOX) ELISA Kit is a precoated, Sandwich ELISA assay designed to detect and quantify the target analyte in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids . This product is for Research Use Only.... |
| Detektionsbereich        | 0.312-20ng/mL                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sensitivitaet            | 0.115ng/mL                                                                                                                                                                                                                                       |
| Proben                   | tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids                                                                                                                                                                                     |
| Target-Kategorie         | Bovine Sulfite Oxidase (SUOX)                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 3 hours. Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                                                             |