

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Mouse Vasorin (VASN) ELISA Kit RDD-RDR-VASN-MU

|                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Mouse Vasorin (VASN) ELISA Kit                                                                                                                                                                                            |
| Artikelnummer            | RDD-RDR-VASN-MU                                                                                                                                                                                                           |
| Hersteller Artikelnummer | RDR-VASN-Mu                                                                                                                                                                                                               |
| Alternativnummer         | RDD-RDR-VASN-MU-96,RDD-RDR-VASN-MU-48                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                            |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                               |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                                                     |
| Spezies Reaktivität      | Mouse                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbeschreibung      | This Mouse Vasorin (VASN) ELISA Kit is a precoated, Sandwich ELISA assay designed to detect and quantify the target analyte in tissue homogenates and other biological fluids . This product is for Research Use Only.... |
| Detektionsbereich        | 0.156-10ng/mL                                                                                                                                                                                                             |
| Sensitivitaet            | 0.060ng/mL                                                                                                                                                                                                                |
| Proben                   | tissue homogenates and other biological fluids                                                                                                                                                                            |
| Target-Kategorie         | Mouse Vasorin (VASN)                                                                                                                                                                                                      |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 3 hours. Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                                      |