

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Optima PRO-D Heparin 96 well Screen () PAR-PAL-HT-HEP-2D

Artikelname	Optima PRO-D Heparin 96 well Screen ()
Artikelnummer	PAR-PAL-HT-HEP-2D
Hersteller Artikelnummer	PAL-HT-HEP-2D
Alternativnummer	PAR-PAL-HT-HEP-2D
Hersteller	ProteinArk
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	2 PRO Screen, 2 Pressure sealing plate, 4 wash/eluate collection plates (2 ml), 4 eluate collection plates (0.35 ml), 4 blotting membranes, 2 sealing mats...