

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

2 PRO Screen, 2 Pressure sealing plate, 4 wash/eluate collection plates (2 ml), 4 eluate collection plates (0.35 ml), 4 blotting membranes, 2 sealing mats **PAR-PAL-HT-Q-2**

Artikelname	2 PRO Screen, 2 Pressure sealing plate, 4 wash/eluate collection plates (2 ml), 4 eluate collection plates (0.35 ml), 4 blotting membranes, 2 sealing mats
Artikelnummer	PAR-PAL-HT-Q-2
Hersteller Artikelnummer	PAL-HT-Q-2
Alternativnummer	PAR-PAL-HT-Q-2
Hersteller	ProteinArk
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	2 PRO Screen, 2 Pressure sealing plate, 4 wash/eluate collection plates (2 ml), 4 eluate collection plates (0.35 ml), 4 blotting membranes, 2 sealing mats...