

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **MonoRab(TM) Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [PE] GSC-A02018-200**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | MonoRab(TM) Rabbit Anti-Camelid VHH Cocktail [PE]                                                                                                                                                                                                              |
| Artikelnummer            | GSC-A02018-200                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | A02018-200                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alternativnummer         | GSC-A02018-200                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller               | Genscript                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Application Verdünnung   | Working concentrations for specific applications should be determined by the investigators. The appropriate concentrations may be affected by primary/secondary antibody affinity, antigen concentration, the sensitivity of the method of detection, temperat |