

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **rPhl p 2 (Phleum pratense 2.0101) EXB-10-P206-C100**

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | rPhl p 2 (Phleum pratense 2.0101)                                                                                                                         |
| Artikelnummer            | EXB-10-P206-C100                                                                                                                                          |
| Hersteller Artikelnummer | 10-P206-C100                                                                                                                                              |
| Alternativnummer         | EXB-10-P206-C100                                                                                                                                          |
| Hersteller               | EXBIO                                                                                                                                                     |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                 |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                     |
| Puffer                   | Lyophilized from a 0.22 µm filtered solution in Tris buffer (100 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8), preservative- and carrier-free. Purity > 95% (HPLC method). |