

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### OxiSelect(TM) Human Oxidized LDL ELISA Kit (CML-LDL Quantitation) CBL-STA-388

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | OxiSelect(TM) Human Oxidized LDL ELISA Kit (CML-LDL Quantitation)                                                                                                                                                                                             |
| Artikelnummer            | CBL-STA-388                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | STA-388                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | CBL-STA-388                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | Cell Biolabs                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applikation              | Colorimetric                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktbeschreibung      | LDL, so-called bad cholesterol, is even more dangerous when it becomes oxidized. Oxidized LDL (OxLDL) is more reactive with surrounding tissues and can collect within the inner-lining of arteries. Macrophages, cholesterol, and other lipids can accumu... |